



## Crime-lite® 82L

La foster+freeman Crime-lite® 82L est une source lumineuse à 16 LED destinée à fournir une feuille d'éclairage de surface à faible angle.

16 LED blanches de haute intensité montées derrière un objectif cylindrique permettent d'obtenir un large faisceau de lumière au niveau du sol, ce qui est idéal pour détecter les débris de surface et les traces de pas.

Selon un concept développé par Foster + Freeman, la Crime-lite® 82L produit une « feuille » de lumière blanche d'intensité variable (10 %, 50 %, 100 %) permettant de révéler les éléments de preuve au sol. Elle est fournie avec des filtres à clipser de couleur (bleu, vert et rouge) destinés à mettre en valeur le contraste des fonds colorés.

Une source lumineuse unique offrant un éclairage de surface à angle étroit

### L'examen de la scène de crime sans limites

-----Applications-----

- Scène de crime
- Laboratoire forensique

Recherche, détection et imagerie:

Résidus de tir	Sang	Empreintes digitales
Accélérateurs	ADN	Fluides corporels
Bleus	Dents et os	Traces de semelles
Cheveux et fibres	Et plus ....	

-----Fonctionnalités-----

- Crée une feuille de lumière plate et linéaire permettant d'éclairer la surface
- Émission de lumière constante pendant toute la durée d'autonomie de la batterie
- Conception ergonomique
- Intensité lumineuse réglable (10 %, 50 %, 100 %)
- 16 LED à haute efficacité
- Puissance de sortie des LED : 19 W
- Fonctionne sur secteur ou sur batterie rechargeable
- Autonomie de la batterie : jusqu'à 600 minutes

