



Crime-lite® AUTO

Umfassendes All-in-one-Gerät für Suche und Bildverarbeitung

Ermittler müssen nicht mehr einen ganzen Koffer mit Lichtquellen, einer Kamera, Filtern und mehreren Paaren Brillen bei sich tragen, da die Crime-lite AUTO all diese Funktionen in einem Paket bietet.

Die Crime-lite AUTO bietet dem Anwender einfache Tragbarkeit und Benutzerfreundlichkeit und ist für Ermittler und Einsatzkräfte ein wichtiges Tool, das alle Technologien zum Aufdecken von Beweismitteln einschließlich Körperflüssigkeiten (Sperma, Speichel, Urin etc.), Blut auf dunklen Textilien, Fingerabdrücke, Schmutzspuren und physische Beweismittel (Glas, Fasern, Haare etc.) umfasst.

Die forensische Bildverarbeitungstechnologie trifft in dieser umfassenden Lösung auf leistungsstarke Multispektralbeleuchtung für das Suchen, Erkennen und Erfassen von Beweismitteln.

Umfassendes All-in-one-Gerät für Suche und Bildverarbeitung

-----Anwendungen-----

- Tatort
- Forensiklabor

Schmutzspuren	Blut	Fußabdrücke
Fingerabdrücke	DNS	Sperma
Knochen und Zähne	Speichel	
Druckspuren	Drogenrückstände	etc.

-----Technische Daten-----

- Umfassendes All-in-one-Gerät für Suche und Bildverarbeitung
- UV/Vis/IR-Vollspektrumkamera
- 55 Wellenbereiche zur Beleuchtung
- Automatische Filterauswahl
- Bild-/Videoaufnahme mit Auto fokus
- Einfache Touchpanelschnittstelle
- Intuitive Software und Begleitapp

-----Zubehör-----

- Begleitapp für die Crime-lite AUTO (für IOS und Android)
- Koaxiale Lichtbox
- Schräges Ringlicht
- Laborarm
- Interaktives Beweismittel-Probenet
- Intelligente Filterauswahl

