



Una fuente de luz única que ofrece iluminación superficial de ángulo bajo

-----Aplicaciones-----

- Laboratorio forense
- Escenarios de delitos

Detectar y analizar:

Residuos de pólvora	Sangre	
Acelerantes	Líquidos corporales	
Moratonos	DNA	Huellas de zapatos
Cabello y fibras	y más...	

--Características y especificaciones--

- Ofrece una "hoja" lineal plana de luz para iluminación de superficies
- Salida de luz constante durante toda la carga de la batería
- Diseño ergonómico
- Intensidad de luz ajustable (10%, 50%, 100%)
- 16x LED de alta eficiencia
- Corriente de salida LED de 19 W
- Funciona sobre corriente CA o batería recargable
- Tiempo de funcionamiento de la batería de hasta 600 minutos

Crime-lite® 82L

El Crime-lite 82L de foster+freeman es una fuente de luz de 16 LED diseñada para ofrecer una "hoja" de iluminación superficial de ángulo bajo.

16 LED blancos de alta intensidad montados tras una lente cilíndrica ofrece un haz de luz amplio de "floor level" que resulta ideal para detectar desechos sobre superficies y marcas de calzado.

Un concepto desarrollado por foster+freeman, el Crime-lite 82L produce una "hoja" de luz blanca de intensidad variable (10%, 50%, 100%) para revelar evidencias de "floor level" y se suministra con flitros clip-on azul, verde y rojo para realzar el contraste sobre fondos coloridos.

Una fuente de luz única que ofrece iluminación superficial de ángulo bajo.

