



Dispositivo de búsqueda e imagen completo todo en uno

-----Aplicaciones-----

- Laboratorio forense
- Escenarios de delitos

Detectar y analizar:

Residuos de pólvora	Sangre	
Acelerantes	Líquidos corporales	
Moratonos	DNA	Huellas de zapatos
Cabello y fibras	y más...	

-----Especificaciones-----

- Cámara UV/Vis/IR de espectro completo
- 55x bandas de onda de iluminación
- Selección de filtros automática
- Captura de imagen/vídeo autofoкус
- Sencilla interfaz de pantalla táctil
- Intuitivo software y app accesoria

-----Accesorios-----

- App Crime-lite AUTO (IOS y Android)
- Caja de luz coaxial
- Luz de anillo oblicua
- Brazo de laboratorio
- Kit para muestras de evidencias interactivo

Crime-lite® AUTO

Los investigadores ya no necesitan llevar consigo una caja llena de fuentes de luz, una cámara, filtros, y múltiples pares de gafas, porque el Crime-lite AUTO ofrece todas esas funcionalidades en un paquete único.

Ofreciendo como ofrece portabilidad y facilidad de uso para el operador, Crime-lite AUTO es una herramienta esencial para investigadores del ámbito penal y personal de primera asistencia e incluye toda la tecnología necesaria para revelar evidencias como son fluidos corporales (semen, saliva, orina,

La tecnología de imágenes forenses confluye con la potente iluminación multispectral en esta completa solución para la búsqueda, detección y captura de evidencias.

